

PLEJE AF HOFFMAN'S APPARATUR

FORMÅL: AT FOREBYGGE INFEKTION SAMT EFTERSPÆNDING.

Rekvisitter:

1. Sæbevand med højt pH. Flasker med sæbevand med lavt pH til nedre hygiejne må ikke anvendes.
2. Sterile kompresser.
3. Melolin.
4. Skiftesæt.
5. Plastpose.
6. Usterile handsker.

Fremgangsmåde:

1. Rekvisitter samles på skiftebakke.
2. Den snavsede forbindelse fjernes. Brug handsker.
3. Der renses omhyggeligt omkring pindene med sæbevand. Evt. afvaskes hele apparaturet med rigeligt sæbevand hvis det er fyldt med blod. Apparaturet tåler vand. Man kan om nødvendigt gå i bad med det. Vær meget aktiv.
4. Ny forbindelse lægges på. Størrelsen afhænger af den skønnede sivning.
5. Når sekretionen er ophørt, seponeres forbindingen. Afvaskningerne fortsætter så længe apparaturet anvendes. Vær opmærksom på evt. sårskorper så der ikke gemmer sig necroser m.v. under.
6. Afvaskning 1 og gerne 2 gange om dagen ved sekretion. Afvaskningerne skal ske ved hjemmesygeplejerske, hvis patienten ikke kan klare det selv.

Observer:

Evt. stramning af huden ved pindene. Ser du en stramning skal der spaltes hurtigt muligt for at undgå nekrose. Vær opmærksom på ødem som kan formindske afstanden mellem hud og apparatur og give tryk. Huden kan være truet alene på grund af traume og tåler ikke tryk, selv ikke i få timer.

Efterspænding:

Apparaturet efterspændes efter 1 uge, 2 uger og siden hver 4. uge.

Infektion:

Ved infektion omkring pinde eller mistanke om infektion indlægges patienten til behandling med antibiotika og alm. hygiejne af apparatet. Intensiv pleje kan redde den eksterne fiksation.